

ラコールに半固形剤ができました！

液体栄養剤ラコールが半固形化栄養剤になりました。成分は液体タイプと同じですが、水分量が違います。医師の処方箋が必要ですので、ご注意ください。



		液体タイプ		半固形化タイプ
		200ml	400ml	300g
エネルギー	kcal	200	400	300
蛋白質	g	8.76	17.52	13.14
脂質	g	4.46	8.92	6.69
糖質	g	31.24	62.48	46.86
水分		約85%	約85%	約76%
		170ml	340ml	228ml
ナトリウム	mg	147.6	295.2	221.4
カリウム	mg	276	552	414
鉄	mg	1.25	2.5	1.875
亜鉛	mg	1.28	2.56	1.92
食塩相当量	g	0.38	0.76	0.57

投与方法は3パターンあります。

- ①半固形専用アダプターを使用する
(別売り 1個55円)



①のみ
加圧バッグが
必要です

- ②専用注入器を使用する
(別売り 1個360円)



- ③カテーテルチップ
シリンジを使用する



①の場合の投与イメージ図

専用アダプタ購入できる薬局

酒田市

会営薬局（酒田医療センター前）

酒田市千石町 2-6-13

TEL 0234-23-8181



※個数売り可能 1個 55円

1箱 20個入り 1100円（税別）

鶴岡市

山田薬局 茅原店（茅原クリニック前）

鶴岡市茅原字草見鶴 109

TEL 0235-22-5693



※箱単位の購入 1箱 20個入り 1100円（税別）

※納品までに2~3日かかることあり。早めの注文をおすすめします。

～ 半固形化栄養剤 注入時の注意点 ～

栄養投与用接続チューブは
必ず**ストレート型**をご使用下さい！

注入必要物品のご紹介

専用アダプタ(実費)を使用し注入する場合



(株)源川医科器械でも
購入可 (24-8842)
●入院中であれば病棟に
届けてくれます!
●退院後も電話して購入可能

比較表

	価格	注入時 ちから	注入 時間	方法	写真	費用
①	高 ↑	弱 ↑	約 20 ～ 30 分	加圧バッグを 使用する		加圧バッグ代 ¥5000 税込 (インターネット 購入可能)
②	↑	↑	20 ～ 30 分 かける	キッチン クリップを 使用する		100円ショップ で購入可能 ¥108
③			20 ～ 30 分 かける	使用後の ラップの芯を 使用する		ラップ代 ¥108 など
	低 ↓	強 ↓				

栄養投与用接続チューブは**ストレート型**ですか??

栄養剤投与漏れの原因にもなりますので必ずご確認下さい!